

CO HyClean Pure

Staubsaugerbeutel HyClean Pure CO

mit bester Filtrationsleistung von 99,99 % durch das Miele AirClean-System.

EAN: 4002516830085 / Materialnummer: 12557080 / Alte Materialnummer: 41996683INT



- 80 % Rezyklat und stärkste Performance – einzigartig am Markt
- Längste Nutzungsdauer dank patentierter 3D-Strömungsrichter
- Noch hygienischer durch automatischen HyClose Beuterverschluss
- Höchste Effizienz beim Staubsaugen mit niedrigen Wattzahlen
- Inhalt: 4 Staubsaugerbeutel, 1 AirClean-Abluftfilter
- Geeignet für alle Guard M1 Modelle