

MB1 250  
 Messbecher, 250 ml  
 zur einfachen Dosierung von ProCare Produkten.



- Stapelbarer Messbecher mit stabilem Griff
- Aufgedruckte ml-Skala in 5er-Schritten
- Ermöglicht genaues Dosieren von Flüssig- und Pulverprodukten

EAN: 4002516805953 / Materialnummer: 12594330 / Alte Materialnummer: 59712001V1

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
ProCare	•
<b>Einsatzmöglichkeiten</b>	
Einfaches Dosieren von ProCare Produkten	•
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	132,00
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	115
Aussenmass, Nettobreite in mm	117
Aussenmass, Nettotiefe in mm	77
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	105
Aussenmass, Bruttobreite in mm	94
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	132
Bruttogewicht in kg	0