

DV1 DIN51

Ablasshahn

zum einfachen Abfüllen von ProCare Flüssigprodukten.



- Einfaches, schnelles und sauberes Dosieren
- DIN 51-Schraubverschluss für die 5 u. 10 l ProCare Kanister
- Leichtgängiger Hebel für eine einfache Bedienbarkeit

EAN: 4002516815440 / Materialnummer: 12594480 / Alte Materialnummer: 59713001V1

Produktzugehörigkeit	
ProCare	•
Einsatzmöglichkeiten	
Einfaches Abfüllen von ProCare Flüssigprodukten	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	150,00
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	62
Aussenmass, Nettobreite in mm	98
Aussenmass, Nettotiefe in mm	66
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	12
Aussenmass, Bruttobreite in mm	100
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	150
Bruttogewicht in kg	0