

KFFD 6741

FrenchDoor Stand-Kühl-Gefrierkombination

DailyFresh | AirClean System | Freeze&Cool | NoFrost | DynaCool




EAN: 4002516803744 / Materialnummer: 12595450 /
Alte Materialnummer: 38674100EU1

- Geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit – DailyFresh
- Frische Vorräte ohne störende Gerüche – Longlife AirClean System
- Stauraum flexibel nutzen – Freeze&Cool
- Keine Vereisung des Gefrierzugs – nie mehr abtauen dank NoFrost
- Gleichmässige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum – DynaCool


KFFD 6741

FrenchDoor Stand-Kühl-Gefrierkombination


DailyFresh | AirClean System | Freeze&Cool | NoFrost | DynaCool



E-Com, KFFD6741 edt/cs, Aufstellskizze



E-Com, KFFD6741 edt/cs, Draufsicht



E-Com, KFFD6741 edt/cs, Installation (*Fußnote)

*1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, Länge = 2100 mm