

Guard L1 Silence
Bodenstaubsauger mit Beutel
Leistungsstark | Der Leiseste von Miele mit 62 dB | DynamicDrive



- 2-in-1 Polster- und Fugendüse für eine mühelose Reinigung
- Geräuscharm saugen mit der Bodendüse FlexTeQ
- Leiser als je zuvor dank Silence System Pro (62 dB)
- Leise und schonend: Dynamic Drive Laufrollen
- Premium-Designkonzept mit stilvollen Applikationen
- Für jede Reinigungsaufgabe die optimale Power: 4 wählbare Modi
- Individuell wählbare Höhe und ergonomischer Komfort-Handgriff
- Silence AirClean Filter: Reduziert Luft- und Motorengeräusche
- Langlebig: Auf 20 Jahre* Lebensdauer getestet
- ComfortFit: Entwickelt für höchste Hygiene-Standards

* Während der Entwicklungsphase der beworbenen Staubsaugerserie Guard hat Miele Modelle und Kernkomponenten durch 750 Stunden Nutzung (= 37,5 Stunden p. a.) in div. Leistungsstufen getestet. Mehr:

miele.com/20years

EAN: 4002516812449 / Materialnummer: 12612750 /
Alte Materialnummer: 41UGK031CH

Bauform und Design	
Gerätefarbe	Casagrau
Bauform	
Bodenstaubsauger mit Staubbeutel	•
Produktmarke	Guard L1
Motorvariante	EcoLine
Produkttyp	SUGKO
Bedienkomfort	
Elektronische Saugkraftregulierung	Fusstasten +/-
Leuchtdisplay für Leistungsanzeige	•
Saugrohr	Comfort Teleskoprohr
Park-System für Saugpausen	•
Park-System zum Abstellen	beidseitig
Comfort-Kabelaufwicklung	•
Komfort-Handgriff 2.0	•
Mobilität	
Fussbodenschonende Lenkrollen mit Stahlachse	•
Dynamic Drive	•
Aktionsradius in m	12
Kabellänge in m	8,5
Filtersystem	
Staubsaugerbeuteltyp	HyClean Pure TU
Staubbeutelvolumen in l	3,5
Staubbeutelwechsel-Anzeige	•
Abluftfilter	Silence AirClean Filter
Motorschutzfilter	•
Sicherheit	
Verriegelungssystem für Bodendüse und Handgriff	•
Automatische Staubbeutelpositionierung	•
Rundum-Möbelschutzleiste	•
Technische Daten	
Wattleistung	550
Lautstärke in dB	62,0
Breite in mm	500
Höhe in mm	239
Gewicht in kg	7,1
Mitgeliefertes Zubehör	
Dreiteiliges Zubehör	integriert
Polsterdüse	•
Fugendüse	•
Saugpinsel Kunststoffborsten	•
Gutschein Staubsaugerbeutel	•
Bodenbürste SBD 680 FlexTeQ	•