

Guard S1 Parquet Flex Bodenstaubsauger mit Beutel



- ComfortFit: Entwickelt für höchste Hygiene-Standards
- Mühelose Handhabung dank leichtem und kompaktem Design
- Ergonomischer Handgriff: Für eine komfortable Handhabung
- 10 m Aktionsradius: Mühelose Reinigung grösserer Flächen
- Langlebig: Auf 20 Jahre* Lebensdauer getestet
- Parquet-Twister-Bürste zur schonenden Reinigung von Hartböden
- Ideal für schwer erreichbare Stellen: Flexible Fugendüse
- 99,99%** Staubrückhaltevermögen durch AirClean Filter

* Während der Entwicklungsphase der beworbenen Staubsaugerserie Guard hat Miele Modelle und Kernkomponenten durch 750 Stunden Nutzung (= 37,5 Stunden p. a.) in div. Leistungsstufen getestet. Mehr:

miele.com/20years

** Nach IEC 62885-2:2021

EAN: 4002516812531 / Materialnummer: 12612920 /
Alte Materialnummer: 41TRF034CH

Bauform	
Bodenstaubsauger mit Staubbeutel	•
Produktmarke	Guard S1
Motorvariante	PowerLine
Produkttyp	STRFO
Bauform und Design	
Farbe	Brillantweiss
Bedienkomfort	
Elektronische Saugkraftregulierung	4-stufiger Drehregler
Saugrohr	Teleskoprohr EasySlide
Park-System für Saugpausen	•
Mobilität	
Fussbodenschonende Lenkrollen mit Stahlachse	•
3-Punkt-Lenkung	•
Aktionsradius in m	10
Kabellänge in m	7,5
Filtersystem	
Staubsaugerbeuteltyp	HyClean Pure TU
Staubbeutelvolumen in l	3,5
Staubbeutelwechsel-Anzeige	•
Abluftfilter	AirClean Plus Filter
Motorschutzfilter	•
Sicherheit	
Verriegelungssystem für Bodendüse und Handgriff	•
Automatische Staubbeutelpositionierung	•
Rundum-Möbelschutzleiste	•
Technische Daten	
Wattleistung	890
Lautstärke in dB	76,0
Breite in mm	425
Höhe in mm	230
Gewicht in kg	5,7
Mitgeliefertes Zubehör	
Dreiteiliges Zubehör	am VarioClip
Polsterdüse	•
Fugendüse	•
Extralange, flexible Fugendüse	•
Saugpinsel Kunststoffborsten	•
Bodenbürste	SBB 300-3 Parkett Twister
Bodendüse	•
Gutschein Staubsaugerbeutel	•