

A 100

Oberkorb

zur optimalen Aufnahme von Injektormodulen oder Einsätzen.



- Oberkorb mit zwei Modulankopplungen
- Zur Aufnahme von bis zu 2 Injektormodulen oder Einsätzen
- Automatischer Verschluss der Ankopplung bei Nichtverwendung
- Bestückungshöhe mit Modul mit Kunststoffstütze beträgt 190 mm
- Bestückungsmasse: B 489 mm, L 440 mm

EAN: 4002516841296 / Materialnummer: 12642640 / Alte Materialnummer: 69610002D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
Produktkategorie	
Korb mit Modulankopplung	•
Oberkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Pipetten/Vials	•
Aufbereitung von Laborglas	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	170
Aussenmass, Bruttobreite in mm	555
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	565
Nettogewicht in kg	2,92
Bruttogewicht in kg	3,56