


A 102

Oberkorb

höhenverstellbar, zur optimalen Aufnahme von Einsätzen.




- Bestückungshöhe 205 +/- 30 mm, -breite 475 mm, -tiefe 443 mm
- Mit eingebautem Sprüharm

EAN: 4002516855262 / Materialnummer: 12645600 / Alte Materialnummer: 69610201D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Lafette/Korbträger	•
Oberkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von GYN-Instrumentarium	•
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von OP-Schuhen	•
Aufbereitung von Schüsseln	•
Aufbereitung von Nierenschalen	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Kapazität	
DIN-Siebschalen [Anzahl]	2
SPRI-Siebschalen [Anzahl]	1
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	206
Aussenmass, Nettobreite in mm	528
Aussenmass, Nettotiefe in mm	527
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	230
Aussenmass, Bruttobreite in mm	540
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	545

A 102
Oberkorb
höhenverstellbar, zur optimalen Aufnahme von Einsätzen.



EAN: 4002516855262 / Materialnummer: 12645600 / Alte Materialnummer: 69610201D

Nettogewicht in kg	3,04
Bruttogewicht in kg	3,78