

UG 70-60/80/1

Unterbau mit Tür

für ein ergonomisches Be- und Entladen der Spülmaschine - Höhe 70 cm.



- Zur Aufnahme von Zubehör, z. B. Chemie-Kanister und Dosiermodule
- Mit der Maschine verschraubbar
- Mit Halterung für Leitwert- oder Durchflussmesser
- Mit Befestigungspunkt für LED zur Statusanzeige
- Mit Tür und Bodenwanne zur Aufnahme von Zubehör

EAN: 4002516854609 / Materialnummer: 12650230 /

Alte Materialnummer: 69390400D

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8096	•
PG 8099	•
PFD 400	•
PFD 401	•
PFD 402	•
PFD 404	•
PFD 405	•
PFD 407	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
PWD 8682	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Unterbau geschlossen	•
Unterbau/Sockel	•

UG 70-60/80/1

Unterbau mit Tür

für ein ergonomisches Be- und Entladen der Spülmaschine - Höhe 70 cm.



EAN: 4002516854609 / Materialnummer: 12650230 /
Alte Materialnummer: 69390400D

Produkteigenschaften

Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl

Masse und Gewicht

Aussenmass, Nettohöhe in mm	700
Aussenmass, Nettobreite in mm	505
Aussenmass, Nettotiefe in mm	597
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	630
Aussenmass, Bruttobreite in mm	550
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	730
Nettogewicht in kg	25,39
Bruttogewicht in kg	27,36