


U 408

Korb

für die optimale Aufnahme von Tassen.



- Mit 4 Reihen

EAN: 4002516855309 / Materialnummer: 12654500 /
Alte Materialnummer: 67640802D

Produktzugehörigkeit

Spülmaschinen Tank

•

Gerätezugehörigkeit

PG 8164

•

PTD 701

•

Produktkategorie

Korb für Tassen

•

Produkteigenschaften

Material

Kunststoff

Farbe

Blau, Grau, Weiß

Anzahl Reihen

4

Strebenabstand in mm

85

Kapazität

Tassen [Anzahl]

20

Masse und Gewicht

Aussenmass, Bruttohöhe in mm

220

Aussenmass, Bruttobreite in mm

550

Aussenmass, Bruttotiefe in mm

540

Nettogewicht in kg

1,14

Bruttogewicht in kg

1,97