

U 404

Korb

für die optimale Aufnahme von Bestecken.



- Mit 6 Besteckköchern aus Kunststoff
- Fächergrösse 106 x 106 mm

EAN: 4002516854647 / Materialnummer: 12654560 / Alte Materialnummer: 67640402D

| Produktzugehörigkeit           |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Spülmaschinen Tank             | •                             |
| Gerätezugehörigkeit            |                               |
| PG 8164                        | •                             |
| PTD 701                        | •                             |
| Produktkategorie               |                               |
| Korb für Besteck               | •                             |
| Produkteigenschaften           |                               |
| Material                       | Draht, rilsaniert, Kunststoff |
| Farbe                          | Grau, Weiß                    |
| Anzahl Fächer                  | 6                             |
| Fächerbreite in mm             | 106                           |
| Fächerlänge in mm              | 106                           |
| Masse und Gewicht              |                               |
| Aussenmass, Bruttohöhe in mm   | 180                           |
| Aussenmass, Bruttobreite in mm | 520                           |
| Aussenmass, Bruttotiefe in mm  | 610                           |
| Nettogewicht in kg             | 1,62                          |
| Bruttogewicht in kg            | 2,57                          |