


U 409

Korb

für typisches Spülgut aus Bistros.



- Für Gläser, Tassen, Teller, Kuchenteller, Untertassen etc.
- Für Besteck ist der Köcher E 165 zusätzlich einsetzbar

EAN: 4002516854999 / Materialnummer: 12654740 / Alte Materialnummer: 67640902D

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Tank	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8164	•
PTD 701	•
Produktkategorie	
Korb für Mischgeschirr	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Blau, Grau, Weiß
Anzahl Reihen	3
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	220
Aussenmass, Bruttobreite in mm	550
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	550
Nettogewicht in kg	1,47
Bruttogewicht in kg	2,60