

U 423

Korb

für die optimale Aufnahme diverser Gläser.



- Mit 3 Reihen
- Für Gläser mit einem maximalen Durchmesser von 120 mm

EAN: 4002516855156 / Materialnummer: 12655840 / Alte Materialnummer: 67642302D

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Produktzugehörigkeit | |
| Spülmaschinen Tank | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| PG 8164 | • |
| PTD 701 | • |
| Produktkategorie | |
| Korb für Gläser | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Draht, rilsaniert |
| Farbe | Weiß |
| Anzahl Reihen | 3 |
| Strebenabstand in mm | 120 |
| Masse und Gewicht | |
| Aussenmass, Bruttohöhe in mm | 180 |
| Aussenmass, Bruttobreite in mm | 540 |
| Aussenmass, Bruttotiefe in mm | 610 |
| Nettogewicht in kg | 2,08 |
| Bruttogewicht in kg | 3,13 |