

U 506

Korb

für die optimale Aufnahme von Tellern.



- Mit 8 Reihen für unterschiedlich grosse Teller
- Möglichkeit zum Einstellen des Besteckköchers E 167
- Strebenabstand 54 mm

EAN: 4002516854753 / Materialnummer: 12655880 / Alte Materialnummer: 67650602D

Produktzugehörigkeit

Spülmaschinen Frischwasser

•

Spülmaschinen Tank

•

Spülmaschinen Tank Durchschub

•

Gerätezugehörigkeit

G 8066

•

PG 8041

•

PG 8043

•

PG 8045

•

PG 8055

•

PG 8055 U

•

PG 8056

•

PG 8056 U

•

PG 8057 TD

•

PG 8057 TD U

•

PG 8058

•

PG 8058 U

•

PG 8059

•

PG 8059 U

•

PG 8060

•

PG 8061

•

PG 8061 U

•

PG 8165

•

PG 8166

•

PG 8169

•

PG 8172

•

PG 8172 Eco

•

PTD 901

•

PG 8096

•

PG 8096 U

•

PG 8099

•

PG 8099 U

•

PFD 400

•

PFD 400 U

•

PFD 401

•

PFD 401 U

•

PFD 402

•

PFD 402 U

•

PFD 404

•

PFD 404 U

•

PFD 405

•

PFD 405 U

•

PFD 407

•

PFD 407 U

•

PFD 408 U

•

PTD 702

•

PTD 703

•


PTD 704

•

U 506

Korb

für die optimale Aufnahme von Tellern.



EAN: 4002516854753 / Materialnummer: 12655880 / Alte Materialnummer: 67650602D

Produktkategorie

Korb für Teller

•

Produkteigenschaften

Material

Draht, rilsaniert

Farbe

Weiß

Anzahl Reihen

8

Strebenabstand in mm

54

Kapazität

Teller bis Ø 200 mm [Anzahl]

16

Masse und Gewicht

Aussenmass, Bruttohöhe in mm

180

Aussenmass, Bruttobreite in mm

520

Aussenmass, Bruttotiefe in mm

610

Nettogewicht in kg

2,08

Bruttogewicht in kg

3,11