

für die optimale Aufnahme von Tassen.



Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Spülmaschinen Tank	•
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
Gerätezugehörigkeit	
G 8066	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie hier:
<http://www.miele.ch/de//professional>

U 508

Korb

für die optimale Aufnahme von Tassen.



EAN: 4002516854654 / Materialnummer: 12655940 /
Alte Materialnummer: 67650802D

Produktkategorie

Korb für Tassen

•

Produkteigenschaften

Material	Draht, rilsaniert, Kunststoff
Farbe	Blau, Weiß
Anzahl Reihen	4

Kapazität

Tassen [Anzahl]	20
-----------------	----

Masse und Gewicht

Aussenmass, Bruttohöhe in mm	220
Aussenmass, Bruttobreite in mm	550
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	550
Nettogewicht in kg	1,98
Bruttogewicht in kg	3,02