


KT 500

Korbhalter

zur Aufnahme von Körben mit Aussenmassen bis 50 x 50 cm.

EAN: 4002516854333 / Materialnummer: 12663120 / Alte Materialnummer: 67850003D



- Notwendig für PG 8172 mit alten Miele Tischen (G 720/21)
- Der Korbträger wird anstelle des Standardkorbträgers verwendet

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
Produktkategorie	
Lafette/Korbträger	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	120
Aussenmass, Bruttobreite in mm	620
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	815
Nettogewicht in kg	2,62
Bruttogewicht in kg	4,16