


A 103

Oberkorb

zur optimalen Aufnahme von Einsätzen.



- Bestückungshöhe: 95 mm, -breite 505 mm, -tiefe 472 mm
- Besonders geeignet für die Aufbereitung von DIN-Siebschalen
- Auch geeignet für weitere Anwendungen mit niedrigen Spülguthöhen
- Verwendbar in Kombination mit dem Wagen A 202
- Mit eingebautem Sprüharm

EAN: 4002516855040 / Materialnummer: 12664750 / Alte Materialnummer: 69610302D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Lafette/Korbträger	•
Oberkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Maximale Bestückungshöhe in mm	95
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von OP-Schuhen	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Aufbereitung von Siebschalen	•
Aufbereitung von diversen Utensilien	•
Kapazität	
DIN-Siebschalen [Anzahl]	2
SPRI-Siebschalen [Anzahl]	1
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	133
Aussenmass, Nettobreite in mm	528
Aussenmass, Nettotiefe in mm	528
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	170
Aussenmass, Bruttobreite in mm	545
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	560
Nettogewicht in kg	4,18
Bruttogewicht in kg	4,64