


A 104

Oberkorb

zur optimalen Aufnahme von Instrumentarium aus MIC, Arthroskopie und Urologie.



- Rechte Seite zur Aufnahme von 11 Hohlkörperinstrumenten
- Zusätzliche Luer-Lock-Anschlussstellen für Hohlkörperinstrumente
- Mit Sprüharm: Siebschalen auf der unteren Lafette einstellbar

EAN: 4002516854807 / Materialnummer: 12664810 / Alte Materialnummer: 69610401D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Produktkategorie</b>	
Korb für MIC-Instrumentarium	•
Injektorkorb	•
Oberkorb	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
<b>Kapazität</b>	
DIN-Siebschalen [Anzahl]	1
Hohlkörperinstrumente [Anzahl]	11
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	332
Aussenmass, Nettobreite in mm	528
Aussenmass, Nettotiefe in mm	526
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	420
Aussenmass, Bruttobreite in mm	533
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	594
Nettogewicht in kg	4,86
Bruttogewicht in kg	6,89