

A 846

Injektordüse

mit Auflage, zur Reinigung von Laborflaschen und Rundkolben.



- Für Laborflaschen bis 10 l und Rundkolben bis 6 l
- Länge Düse: 127 mm, Länge Düse mit Halterung: 158 mm
- Ø Düse: 10 mm
- Geeignet für Modul A 313 und A 612

EAN: 4002516855088 / Materialnummer: 12665100 / Alte Materialnummer: 69684601D

Produktzugehörigkeit

Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•

Gerätezugehörigkeit

PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•

Produktkategorie

Injektordüse	•
--------------	---

Produkteigenschaften

Material	Edelstahl, Gummi, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz, Grau

Anwendungsbereich

Aufbereitung von Laborglas	•
----------------------------	---

Masse und Gewicht

Aussenmass, Nettohöhe in mm	158
Aussenmass, Nettobreite in mm	110
Aussenmass, Nettotiefe in mm	110
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	160
Aussenmass, Bruttobreite in mm	145
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	265
Nettogewicht in kg	0,23
Bruttogewicht in kg	0,38