

A 848

Injektordüse

mit Auflage, zur Reinigung von Messkolben.



- Für Messkolben bis 5 l
- Länge Düse: 350 mm
- Ø Düse: 10 mm, Ø der Auflage: 142 mm
- Geeignet für Modul A 313 und A 612

EAN: 4002516854234 / Materialnummer: 12665120 / Alte Materialnummer: 69684801D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Produktkategorie	
Injektordüse	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Grau
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	350
Aussenmass, Nettobreite in mm	20
Aussenmass, Nettotiefe in mm	20
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	70
Aussenmass, Bruttobreite in mm	185
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	360
Nettogewicht in kg	0,20
Bruttogewicht in kg	0,32