

A 860
Haltegitter
für Injektormodul A 300/2 und A 300/3.



- Einteilung: 2 x 4 Felder
- Aufsetzbar auf Injektormodul A 300/2 und A 300/3
- Zur optimalen Positionierung von Laborglas
- Bestandteil des EasyLoad-Systems

EAN: 4002516855118 / Materialnummer: 12665410 / Alte Materialnummer: 69686001D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Produktkategorie	
Sonstiger Einsatz/Sonstiges Modul	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anzahl Fächer	8
Fächerbreite in mm	114
Fächerlänge in mm	114
Bestandteil des EasyLoad-Systems	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	170
Aussenmass, Bruttobreite in mm	255
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	490
Nettogewicht in kg	0,48
Bruttogewicht in kg	0,88