

A 861
Haltegitter
für Injektormodul A 301/4 und A 301/5.



- Einteilung: 3 x 6 Felder
- Aufsetzbar auf Injektormodul A 301/4 und A 301/5
- Zur optimalen Positionierung von Laborglas
- Bestandteil des EasyLoad-Systems

EAN: 4002516854876 / Materialnummer: 12665440 / Alte Materialnummer: 69686101D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Produktkategorie	
Sonstiger Einsatz/Sonstiges Modul	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anzahl Fächer	18
Fächerbreite in mm	74
Fächerlänge in mm	74
Bestandteil des EasyLoad-Systems	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	80
Aussenmass, Nettobreite in mm	200
Aussenmass, Nettotiefe in mm	350
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	130
Aussenmass, Bruttobreite in mm	255
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	485
Nettogewicht in kg	0,59
Bruttogewicht in kg	0,94