


A 862 Haltegitter für Injektormodul A 302/2 und A 302/3.



- Einteilung: 4 x 8 Felder
- Aufsetzbar auf Injektormodul A 302/2 und A 302/3
- Zur optimalen Positionierung von Laborglas
- Rilsaniert

EAN: 4002516854203 / Materialnummer: 12665480 /
Alte Materialnummer: 69686201D

Produktzugehörigkeit

Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•

Gerätezugehörigkeit

PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•

Produktkategorie

Sonstiger Einsatz/Sonstiges Modul	•
-----------------------------------	---

Produkteigenschaften

Material	Edelstahl, Kunststoff, Draht, rilsaniert
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anzahl Fächer	32
Fächerbreite in mm	56
Fächerlänge in mm	52
Bestandteil des EasyLoad-Systems	•

Anwendungsbereich

Aufbereitung von Laborglas	•
----------------------------	---

Masse und Gewicht

Aussenmass, Nettohöhe in mm	30
Aussenmass, Nettobreite in mm	250
Aussenmass, Nettotiefe in mm	350
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	100
Aussenmass, Bruttobreite in mm	255
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	465
Nettogewicht in kg	0,55
Bruttogewicht in kg	0,80