

A 150

Unterkorb

zur optimalen Aufnahme von Injektormodulen oder Einsätzen.



- Unterkorb mit zwei Modulkopplungen
- Zur Aufnahme von bis zu 2 Injektormodulen oder Einsätzen
- Automatischer Verschluss der Ankopplung bei Nichtverwendung
- Bestückungsmasse: B 494 mm, L 440 mm

EAN: 4002516854449 / Materialnummer: 12666330 / Alte Materialnummer: 69615001D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
Produktkategorie	
Korb mit Modulkopplung	•
Unterkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Pipetten/Vials	•
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von Butyrometern	•
Aufbereitung von Messzylindern	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	154
Aussenmass, Nettobreite in mm	529
Aussenmass, Nettotiefe in mm	546
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	175
Aussenmass, Bruttobreite in mm	545
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	565
Nettogewicht in kg	2,63
Bruttogewicht in kg	3,29