

A 151

Unterkorb

zur Aufnahme marktüblicher DIN-Siebschalen sowie diverser Einsätze.



- Bestückungshöhe abhängig von gewähltem Oberkorb
- Bestückungsbreite: 490 mm, -tiefe: 498 mm

EAN: 4002516853992 / Materialnummer: 12666340 / Alte Materialnummer: 69615101D

| Produktzugehörigkeit | |
|--|-----------------------|
| Spülmaschinen Frischwasser | • |
| Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor | • |
| Thermodesinfektoren | • |
| Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| PG 8058 | • |
| PG 8063 | • |
| PLW 8636 [LAB/LAB MON] | • |
| PG 8581 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8591 | • |
| PG 8592 | • |
| PG 8593 | • |
| PLW 8604 | • |
| PLW 8683 | • |
| PLW 8683 CD | • |
| PLW 8693 | • |
| PLW 8683 [Safety] | • |
| PLW 8693 [Safety] | • |
| PWA 8672 | • |
| PWD 8682 | • |
| PWD 8682 CD | • |
| PWD 8692 | • |
| Produktkategorie | |
| Lafette/Korbträger | • |
| Unterkorb | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Edelstahl, Kunststoff |
| Farbe | Edelstahl, Schwarz |
| Anwendungsbereich | |
| Aufbereitung von Laborglas | • |
| Aufbereitung von GYN-Instrumentarium | • |
| Aufbereitung von HNO-Instrumentarium | • |
| Aufbereitung von Dental-Instrumentarium | • |
| Aufbereitung von OP-Schuhen | • |
| Aufbereitung von Schüsseln | • |
| Aufbereitung von Nierenschalen | • |
| Aufbereitung von Babyflaschen | • |
| Aufbereitung von OP-Instrumenten | • |
| Aufbereitung von Siebschalen | • |
| Aufbereitung von diversen Utensilien | • |
| Aufbereitung von Lungenautomaten | • |

A 151

Unterkorb

zur Aufnahme marktüblicher DIN-Siebschalen sowie diverser Einsätze.



EAN: 4002516853992 / Materialnummer: 12666340 / Alte Materialnummer: 69615101D

| | |
|--|------|
| Aufbereitung von Atemschutzmasken | • |
| Aufbereitung von Pressluftatmer-Tragegestellen | • |
| Kapazität | |
| DIN-Siebschalen [Anzahl] | 2 |
| SPRI-Siebschalen [Anzahl] | 1 |
| Masse und Gewicht | |
| Aussenmass, Bruttohöhe in mm | 120 |
| Aussenmass, Bruttobreite in mm | 545 |
| Aussenmass, Bruttotiefe in mm | 535 |
| Nettogewicht in kg | 1,84 |
| Bruttogewicht in kg | 2,40 |