


A 200  
Wagen  
zur optimalen Aufnahme von 38 Pipetten.



- Zur Aufnahme von 10 100 ml-Pipetten in Reihe 1, Abstand 20 mm
- Zur Aufnahme von 14 25 ml-Pipetten in d. 2. Reihe, Abstand 26 mm
- Zur Aufnahme von 14 10 ml-Pipetten in d. 3. Reihe, Abstand 26 mm

EAN: 4002516854012 / Materialnummer: 12667060 / Alte Materialnummer: 69620001D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
<b>Produktkategorie</b>	
Wagen für Pipetten	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Pipetten/Vials	•
<b>Kapazität</b>	
Pipetten [Anzahl]	38
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	397
Aussenmass, Nettobreite in mm	529
Aussenmass, Nettotiefe in mm	546
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	520
Aussenmass, Bruttobreite in mm	560
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	550
Nettogewicht in kg	4,95
Bruttogewicht in kg	6,38