


A 201

Wagen

zur optimalen Aufnahme von Anästhesie-Sets.



- 8 Düsen m. federnden Auflagen, für Atemschläuche bis 1,5 m Länge
- Lagerung auf Wendel
- 15 Injektordüsen für Intubationsmaterial

EAN: 4002516854005 / Materialnummer: 12667090 / Alte Materialnummer: 69620101D

Produktzugehörigkeit

Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin

Gerätezugehörigkeit

PG 8562

PG 8582

PG 8582 CD

PG 8592

PWD 8682

PWD 8682 CD

PWD 8692

Produktkategorie

Wagen für Anästhesie-Instrumentarium

Produkteigenschaften

Material

Edelstahl, Kunststoff

Farbe

Edelstahl, Schwarz

Kapazität

AN-Sets [Anzahl]

3

Masse und Gewicht

Aussenmass, Bruttohöhe in mm

790

Aussenmass, Bruttobreite in mm

715

Aussenmass, Bruttotiefe in mm

860

Nettogewicht in kg

8,97

Bruttogewicht in kg

10,27

Beipack

E 430/1 1/3 Siebschale [Anzahl]

1

E 431 Injektordüse für Faltenbalg, Ø 8 x 193 mm [Anzahl]

1

E 432 Halterung für Faltenbeatmungsschläuche [Anzahl]

1

E 433 Halterung für Silikonbeatmungsschläuche [Anzahl]

2

E 434 Halterung für Kinderbeatmungsschläuche [Anzahl]

1

E 466 Injektordüse 8 x 333 mm, für Atembeutel [Anzahl]

6

E 496 Injektordüse 4 x 120 mm [Anzahl]

15