

A 202

Wagen

zur optimalen Aufnahme von 4 DIN-Siebschalen.



- Geeignet für 4 DIN-Siebschalen auf 2 Ebenen
- Aufnahmerahmen: entnehmbar zur Aufbereitung höheren Spülguts
- 6 zusätzliche Anschlussmöglichkeiten mittels Luer-Lock-Verbind.
- Mit eingebautem Sprüharm
- Die Bestückungsmasse der verschiedenen Ebenen unterscheiden sich

EAN: 4002516854043 / Materialnummer: 12667130 / Alte Materialnummer: 69620201D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Wagen für Einsätze	•
Wagen für Siebschalen	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Kapazität	
DIN-Siebschalen [Anzahl]	4
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	223
Aussenmass, Nettobreite in mm	529
Aussenmass, Nettotiefe in mm	542
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	270
Aussenmass, Bruttobreite in mm	570
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	550
Nettogewicht in kg	6,04
Bruttogewicht in kg	6,76