


E 103/1

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Reagenzgläsern bis 12 x 75 mm.

EAN: 4002516854104 / Materialnummer: 12667340 / Alte Materialnummer: 69510303D



- geeignet für ca. 200 Reagenzgläser (bis 12 x 75 mm)
- In 6 Flächen aufgeteilt
- Die Maschenweite beträgt 8 x 8 mm
- Einschliesslich Deckel A 13

Produktzugehörigkeit

Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•

Gerätezugehörigkeit

G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•

Produktkategorie

Einsatz/Modul für Reagenzgläser	•
---------------------------------	---

Produkteigenschaften

Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl

Anwendungsbereich

Aufbereitung von Reagenzgläsern	•
Aufbereitung von Laborglas	•

Kapazität

Reagenzgläser [Anzahl]	200
------------------------	-----

Masse und Gewicht

Aussenmass, Nettohöhe in mm	122
Aussenmass, Nettobreite in mm	200
Aussenmass, Nettotiefe in mm	220
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	140
Aussenmass, Bruttobreite in mm	245
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	250
Nettogewicht in kg	0,56
Bruttogewicht in kg	0,73

Beipack

A 13 Deckel [Anzahl]	1
----------------------	---