

A 300/2

Injektormodul

zur optimalen Aufnahme von Laborglas – ausrüstbar mit acht Düsen.



- Geeignet für div. Laborglas wie Erlenmeyerkolben, Rundkolben usw.
- Modul ohne Injektordüsen – Bestückung nach individuellem Bedarf
- Für bis zu 8 Injektordüsen
- Bestandteil des EasyLoad-Systems
- Düsenabstand 118 mm in der Breite, 118 mm in der Tiefe
- Besonders geeignet für A 840 und A 841 (Düsendurchmesser 6 mm)

EAN: 4002516853954 / Materialnummer: 12668780 /
Alte Materialnummer: 69630004D

Produktzugehörigkeit

Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•

Gerätezugehörigkeit

PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•

Produktkategorie

Einsatz/Modul für Enghalsgläser	•
Einsatz für diverse Flaschen	•

Produkteigenschaften

Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Bestandteil des EasyLoad-Systems	•

Anwendungsbereich

Aufbereitung von Laborglas	•
----------------------------	---

Kapazität

Enghalsgläser [Anzahl]	8
------------------------	---

Masse und Gewicht

Aussenmass, Nettohöhe in mm	72
Aussenmass, Nettobreite in mm	133
Aussenmass, Nettotiefe in mm	479
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	200
Aussenmass, Bruttobreite in mm	525
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	540
Nettogewicht in kg	1,25
Bruttogewicht in kg	1,64