

A 301/4

Injektormodul

zur optimalen Aufnahme von Laborglas – ausrüstbar mit 18 Düsen.



- Geeignet für div. Laborglas wie Erlenmeyerkolben, Rundkolben usw.
- Modul ohne Injektordüsen – Bestückung nach individuellem Bedarf
- Für bis zu 18 Injektordüsen
- Bestandteil des EasyLoad-Systems
- Düsenabstand 78 mm in der Breite, 78 mm in der Tiefe
- Besonders geeignet für A 842 und A 843 (Düsendurchmesser 4 mm)

EAN: 4002516854739 / Materialnummer: 12668790 / Alte Materialnummer: 69630106D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Enghalsgläser	•
Einsatz für diverse Flaschen	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Bestandteil des EasyLoad-Systems	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Enghalsgläser [Anzahl]	18
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	100
Aussenmass, Bruttobreite in mm	205
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	487
Nettogewicht in kg	1,68
Bruttogewicht in kg	1,89