

A 302/2

Injektormodul

zur optimalen Aufnahme von Laborglas – ausrüstbar mit 32 Düsen.



- Geeignet für div. Laborglas wie Erlenmeyerkolben, Rundkolben usw.
- Modul ohne Injektordüsen – Bestückung nach individuellem Bedarf
- Für bis zu 32 Injektordüsen
- Bestandteil des EasyLoad-Systems
- Düsenabstand 60 mm in der Breite, 57 mm in der Tiefe
- Besonders geeignet für A 844 und A 845 (Düsendurchmesser 2,5 mm)

EAN: 4002516854098 / Materialnummer: 12669210 /
Alte Materialnummer: 69630204D

Produktzugehörigkeit

Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•

Gerätezugehörigkeit

PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•

Produktkategorie

Einsatz/Modul für Enghalsgläser	•
Einsatz für diverse Flaschen	•

Produkteigenschaften

Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Bestandteil des EasyLoad-Systems	•

Anwendungsbereich

Aufbereitung von Laborglas	•
----------------------------	---

Kapazität

Enghalsgläser [Anzahl]	32
------------------------	----

Masse und Gewicht

Aussenmass, Nettohöhe in mm	72
Aussenmass, Nettobreite in mm	195
Aussenmass, Nettotiefe in mm	479
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	90
Aussenmass, Bruttobreite in mm	205
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	500
Nettogewicht in kg	1,11
Bruttogewicht in kg	1,96