


A 303 Modul

zur optimalen Aufnahme von bis zu 98 Pipetten.



- Geeignet für z. B. 98 Mess- und Vollpipetten
- Höhe des Halterahmens: 150 mm
- Jeweils 1 Stück einsetzbar in den Körben A 150 und APLW 106
- Bestückungshöhe ohne Oberkorb: 450 mm (mit Unterkorb A 150)

EAN: 4002516854746 / Materialnummer: 12669220 / Alte Materialnummer: 69630301D

| | |
|--|-----------------------|
| Produktzugehörigkeit | |
| Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor | • |
| Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8593 | • |
| PLW 7111 | • |
| Produktkategorie | |
| Einsatz/Modul für Pipetten | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Edelstahl, Kunststoff |
| Farbe | Edelstahl, Schwarz |
| Anwendungsbereich | |
| Aufbereitung von Pipetten/Vials | • |
| Kapazität | |
| Pipetten [Anzahl] | 98 |
| Masse und Gewicht | |
| Aussenmass, Bruttohöhe in mm | 220 |
| Aussenmass, Bruttobreite in mm | 260 |
| Aussenmass, Bruttotiefe in mm | 490 |
| Nettogewicht in kg | 2,50 |
| Bruttogewicht in kg | 3,08 |