

## A 304 Modul

zur optimalen Aufnahme von bis zu 98 Röhrchen.



- Geeignet für z. B. 98 Zentrifugenröhrchen, Vials, Reagenzgläser
- Die Bestückungshöhen unterscheiden sich je nach Positionierung
- Jeweils 1 Stück einsetzbar in den Körben A 100, A 150 und APLW 106

EAN: 4002516854982 / Materialnummer: 12669230 /  
Alte Materialnummer: 69630401D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz/Modul für Reagenzgläser	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Pipetten/Vials	•
Aufbereitung von Reagenzgläsern	•
<b>Kapazität</b>	
Vials [Anzahl]	98
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	130
Aussenmass, Nettobreite in mm	222
Aussenmass, Nettotiefe in mm	471
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	150
Aussenmass, Bruttobreite in mm	230
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	490
Nettogewicht in kg	2,30
Bruttogewicht in kg	3,15