

E 416

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von 6 ein- und zweiteiligen Spekula.



- Geeignet für die Aufnahme von 6 ein- und zweiteiligen Spekula
- 7 Halterungen im Abstand von 40 mm
- Einsetzbar in Ober- (nur mit einteiligen Spekula) und Unterkorb

EAN: 4002516854135 / Materialnummer: 12669750 / Alte Materialnummer: 69541602D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8534	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Einsatz für Gynäkologie-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von GYN-Instrumentarium	•
Kapazität	
GYN-Spekula [Anzahl]	6
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	157
Aussenmass, Nettobreite in mm	178
Aussenmass, Nettotiefe in mm	279
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	210
Aussenmass, Bruttobreite in mm	200
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	365
Nettogewicht in kg	0,69
Bruttogewicht in kg	0,97