

E 458

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Schraubkappensaugern.



- Geeignet für 36 Schraubkappensauger
- 36 Fächer à ?? x ??
- Ausgestattet mit einem klapp- und verschliessbaren Deckel

EAN: 4002516854265 / Materialnummer: 12669800 /
Alte Materialnummer: 69545802D

Produktzugehörigkeit

Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•

Gerätezugehörigkeit

G 7823

G 7824

G 7826

PG 8528

PG 8535

PG 8536

PG 8562

PG 8582

PG 8582 CD

PG 8592

PWD 8682

PWD 8682 CD

PWD 8692

Produktkategorie

Sonstiger Einsatz

Produkteigenschaften

Material

Edelstahl

Farbe

Edelstahl

Anzahl Fächer

36

Anwendungsbereich

Aufbereitung von Babyflaschen

•

Masse und Gewicht

Aussenmass, Nettohöhe in mm

63

Aussenmass, Nettobreite in mm

215

Aussenmass, Nettotiefe in mm

445

Aussenmass, Bruttohöhe in mm

90

Aussenmass, Bruttobreite in mm

230

Aussenmass, Bruttotiefe in mm

465

Nettogewicht in kg

1,50

Bruttogewicht in kg

1,77