

A 603  
Aufsatz  
zur Erweiterung des Wagens A 500 auf zwei Ebenen.



- Mit Sprüharm

EAN: 4002516854432 / Materialnummer: 12669820 /  
Alte Materialnummer: 69660302D

#### Produktzugehörigkeit

Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor

•

#### Gerätezugehörigkeit

PLW 8615

•

PLW 8616

•

PLW 8617

•

#### Produktkategorie

Sonstiger Einsatz/Sonstiges Modul

•

#### Produkteigenschaften

Material

Edelstahl, Kunststoff

Farbe

Edelstahl, Schwarz

#### Anwendungsbereich

Aufbereitung von Laborglas

•

#### Kapazität

DIN-Siebschalen [Anzahl]

3

SPRI-Siebschalen [Anzahl]

2

#### Masse und Gewicht

Aussenmass, Nettohöhe in mm

565

Aussenmass, Nettobreite in mm

640

Aussenmass, Nettotiefe in mm

790

Aussenmass, Bruttohöhe in mm

560

Aussenmass, Bruttobreite in mm

715

Aussenmass, Bruttotiefe in mm

860

Nettogewicht in kg

6,93

Bruttogewicht in kg

17,13