


## A 605 Modul

zur optimalen Aufbereitung von Röhrchen, Vials, Reagenzgläsern usw.



- Bestückt mit 98 Injektordüsen
- Max. H160 mm, max. Ø 20 mm
- Einsetzbar im Wagen A 503

EAN: 4002516854074 / Materialnummer: 12669870 / Alte Materialnummer: 69660501D

### Produktzugehörigkeit

Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor

### Gerätezugehörigkeit

PLW 8615

PLW 8616

PLW 8617

### Produktkategorie

Einsatz/Modul für Reagenzgläser

### Anwendungsbereich

Aufbereitung von Pipetten/Vials

Aufbereitung von Reagenzgläsern

Aufbereitung von Laborglas

### Produkteigenschaften

Material

Edelstahl

Farbe

Edelstahl

### Kapazität

Reagenzgläser [Anzahl]

98

Vials [Anzahl]

98

### Masse und Gewicht

Aussenmass, Nettohöhe in mm

158

Aussenmass, Nettobreite in mm

254

Aussenmass, Nettotiefe in mm

604

Aussenmass, Bruttohöhe in mm

190

Aussenmass, Bruttobreite in mm

288

Aussenmass, Bruttotiefe in mm

620

Nettogewicht in kg

2,84

Bruttogewicht in kg

3,31