

E 479

Aufnahme

für Microinstrumentarium mit bis zu 4 mm Ø.



- Einsetzbar in Sieben mit 5 mm Maschenweite
- 50 Stück pro Beutel

EAN: 4002516854067 / Materialnummer: 12669910 / Alte Materialnummer: 69747902D

| Produktzugehörigkeit                                   |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin           | •           |
| Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin | •           |
| Gerätezugehörigkeit                                    |             |
| G 7823                                                 | •           |
| G 7824                                                 | •           |
| G 7825                                                 | •           |
| G 7826                                                 | •           |
| PG 8527                                                | •           |
| PG 8528                                                | •           |
| PG 8535                                                | •           |
| PG 8536                                                | •           |
| PG 8562                                                | •           |
| PG 8582                                                | •           |
| PG 8582 CD                                             | •           |
| PG 8592                                                | •           |
| PWD 8682                                               | •           |
| PWD 8682 CD                                            | •           |
| PWD 8692                                               | •           |
| Produktkategorie                                       |             |
| Aufnahme                                               | •           |
| Produkteigenschaften                                   |             |
| Material                                               | Kunststoff  |
| Farbe                                                  | Transparent |
| Anwendungsbereich                                      |             |
| Aufbereitung von MIC-Instrumentarium                   | •           |
| Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium        | •           |
| Masse und Gewicht                                      |             |
| Aussenmass, Nettohöhe in mm                            | 5           |
| Aussenmass, Nettobreite in mm                          | 21          |
| Aussenmass, Nettotiefe in mm                           | 21          |
| Aussenmass, Bruttohöhe in mm                           | 12          |
| Aussenmass, Bruttobreite in mm                         | 100         |
| Aussenmass, Bruttotiefe in mm                          | 150         |
| Nettogewicht in kg                                     | 0,07        |
| Bruttogewicht in kg                                    | 0,08        |