

E 494
Einsatz
zur losen Aufnahme von 5 Mikrotiterplatten.



EAN: 4002516853947 / Materialnummer: 12669920 /
Alte Materialnummer: 69549402D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Produktkategorie	
Sonstiger Einsatz	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von diversen Utensilien	•
Kapazität	
Mikrotiterplatten [Anzahl]	5
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	35
Aussenmass, Nettobreite in mm	205
Aussenmass, Nettotiefe in mm	440
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	90
Aussenmass, Bruttobreite in mm	230
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	465
Nettogewicht in kg	0,48
Bruttogewicht in kg	0,72