

A 606 Modul

zur Nutzung von z. B. Laborglaseinsätzen in der oberen Ebene des Wagens A 503



- Mit Sprüharm

EAN: 4002516853961 / Materialnummer: 12669930 /
Alte Materialnummer: 69660602D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategorie	
Sonstiger Einsatz/Sonstiges Modul	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	97
Aussenmass, Nettobreite in mm	505
Aussenmass, Nettotiefe in mm	606
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	120
Aussenmass, Bruttobreite in mm	525
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	610
Nettogewicht in kg	2,40
Bruttogewicht in kg	3,05