

A 612 Modul

zur optimalen Aufbereitung von grossvolumigem Laborglas.



- Individuell bestückbar mit Injektordüsen
- Geeignet für Laborflaschen 2-10 l, Rundkolben 2-6 l
- Geeignet für Erlenmeyerkolben 2-5 l, Messkolben 2-5 l
- Einsetzbar in Wagen A 503

EAN: 4002516854173 / Materialnummer: 12670000 / Alte Materialnummer: 69661201D

Produktzugehörigkeit

Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor

•

Gerätezugehörigkeit

PLW 8615

•

PLW 8616

•

PLW 8617

•

Produktkategorie

Einsatz/Modul für Enghalsgläser

•

Modul für grossvolumiges Laborglas

•

Produkteigenschaften

Material

Edelstahl, Kunststoff

Farbe

Edelstahl, Schwarz

Anwendungsbereich

Aufbereitung von Laborglas

•

Kapazität

Grossvolumiges Laborglas [Anzahl]

4

Masse und Gewicht

Aussenmass, Nettohöhe in mm

221

Aussenmass, Nettobreite in mm

253

Aussenmass, Nettotiefe in mm

608

Aussenmass, Bruttohöhe in mm

253

Aussenmass, Bruttobreite in mm

293

Aussenmass, Bruttotiefe in mm

648

Nettogewicht in kg

3,23

Bruttogewicht in kg

3,75