


A 613 Modul

zur optimalen Aufbereitung von Voll- und Messpipetten.



- Bestückt mit 98 Injektordüsen
- Geeignet für Messpipetten mit einem Volumen von 1-50 ml
- Geeignet für Vollpipetten mit einem Volumen von 1-100 ml
- Einsetzbar in Wagen A 503
- Kapazität ist abhängig vom max. Durchmesser der Pipetten

EAN: 4002516854128 / Materialnummer: 12670020 / Alte Materialnummer: 69661301D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Pipetten	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Pipetten/Vials	•
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Pipetten [Anzahl]	98
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	194
Aussenmass, Nettobreite in mm	254
Aussenmass, Nettotiefe in mm	604
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	217
Aussenmass, Bruttobreite in mm	283
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	615
Nettogewicht in kg	2,69
Bruttogewicht in kg	3,05