


E 803

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Ohren- und Nasenspekula.



- 160 Fächer ca. 13 x 13 mm
- Maschenweite Boden: 1,7 mm
- Einsetzbar in Ober- und Unterkorb

EAN: 4002516854715 / Materialnummer: 12670290 / Alte Materialnummer: 69580302D

Produktzugehörigkeit

Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin

•

Gerätezugehörigkeit

G 7831

•

PG 8535

•

PG 8536

•

PG 8562

•

PG 8582

•

PG 8582 CD

•

PG 8592

•

PWD 8534

•

PWD 8682

•

PWD 8682 CD

•

PWD 8692

•

Produktkategorie

Einsatz für HNO-Instrumentarium

•

Produkteigenschaften

Material

Edelstahl

Farbe

Edelstahl

Anzahl Fächer

160

Anwendungsbereich

Aufbereitung von HNO-Instrumentarium

•

Masse und Gewicht

Aussenmass, Nettohöhe in mm

63

Aussenmass, Nettobreite in mm

165

Aussenmass, Nettotiefe in mm

317

Aussenmass, Bruttohöhe in mm

132

Aussenmass, Bruttobreite in mm

233

Aussenmass, Bruttotiefe in mm

484

Nettogewicht in kg

0,80

Bruttogewicht in kg

1,07