

A 621

Injektormodul

zur optimalen Aufbereitung von Laborglas, mit 20 Injektorplätzen.



- Individuell bestückbar mit max. 20 Düsen
- Einsetzbar in Wagen A 503
- Bestandteil des EasyLoad-Systems

EAN: 4002516855125 / Materialnummer: 12678110 / Alte Materialnummer: 69662101D

Produktzugehörigkeit

Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor

•

Gerätezugehörigkeit

PLW 8615

•

PLW 8616

•

PLW 8617

•

Produktkategorie

Einsatz/Modul für Enghalsgläser

•

Einsatz für diverse Flaschen

•

Produkteigenschaften

Material

Edelstahl

Farbe

Edelstahl

Bestandteil des EasyLoad-Systems

•

Anwendungsbereich

Aufbereitung von Laborglas

•

Kapazität

Enghalsgläser [Anzahl]

20

Masse und Gewicht

Aussenmass, Nettohöhe in mm

113

Aussenmass, Nettobreite in mm

173

Aussenmass, Nettotiefe in mm

608

Aussenmass, Bruttohöhe in mm

170

Aussenmass, Bruttobreite in mm

208

Aussenmass, Bruttotiefe in mm

645

Nettogewicht in kg

1,93

Bruttogewicht in kg

2,27