

E 907/1

Siebschale

zur optimalen Aufnahme von diversem kleinteiligen Instrumentarium.



- Mit Deckel für Kleinteile
- Maschenweite 3 x 1 mm
- Haken zum Einhängen in E 905/1 und E 903/1

EAN: 4002516854258 / Materialnummer: 12678170 / Alte Materialnummer: 69590703D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
Produktkategorie	
Siebschale	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	75
Aussenmass, Bruttobreite in mm	160
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	243
Nettogewicht in kg	0,26
Bruttogewicht in kg	0,37