

E 936

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von bis zu 15 Lampengriffen.



EAN: 4002516854326 / Materialnummer: 12678190 / Alte Materialnummer: 69593602D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Produktkategorie</b>	
Sonstiger Einsatz	•
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Kapazität</b>	
Lampengriffe [Anzahl]	15
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	90
Aussenmass, Nettobreite in mm	245
Aussenmass, Nettotiefe in mm	500
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	135
Aussenmass, Bruttobreite in mm	277
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	529
Nettogewicht in kg	0,64
Bruttogewicht in kg	1,05