

E 975/2

Wagen

zur optimalen Reinigung von Instrumentarium auf 2 Ebenen.

EAN: 4002516853916 / Materialnummer: 12678470 / Alte Materialnummer: 69597504D



- Ausgestattet mit einem eingebauten Sprüharm
- Magnetleiste für automatische Wagenerkennung
- Die Bestückungsmasse der beiden Ebenen unterscheiden sich

Produktzugehörigkeit

Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor

•

Grossraum-Reinigungs- und -Desinfektionsgeräte, Feuerwehr und Rettungsdienste

•

Gerätezugehörigkeit

PG 8527

•

PG 8528

•

Produktkategorie

Wagen für Einsätze

•

Wagen zur Aufnahme von Siebschalen

•

Produkteigenschaften

Material

Edelstahl

Farbe

Edelstahl

Anwendungsbereich

Aufbereitung von Laborglas

•

Aufbereitung von OP-Instrumenten

•

Kapazität

DIN-Siebschalen [Anzahl]

6

SPRI-Siebschalen [Anzahl]

4

Masse und Gewicht

Aussenmass, Nettohöhe in mm

426

Aussenmass, Nettobreite in mm

636

Aussenmass, Nettotiefe in mm

790

Aussenmass, Bruttohöhe in mm

790

Aussenmass, Bruttobreite in mm

715

Aussenmass, Bruttotiefe in mm

860

Nettogewicht in kg

11,40

Bruttogewicht in kg

28,60

Beipack

Magnetleiste für die automatische Wagenerkennung (inkl. Magnete) [Anzahl]

1