

A 622

Injektormodul

zur optimalen Aufbereitung von Laborglas, mit 36 Injektorplätzen.



- Individuell bestückbar mit max. 36 Düsen
- Einsetzbar in Wagen A 503 und Wagen APLW 511
- Bestandteil des EasyLoad-Systems

EAN: 4002516854531 / Materialnummer: 12678490 / Alte Materialnummer: 69662201D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
SlimLine-Laborspüler für industrielle Teilereinigung	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz/Modul für Enghalsgläser	•
Einsatz für diverse Flaschen	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Bestandteil des EasyLoad-Systems	•
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Kapazität</b>	
Enghalsgläser [Anzahl]	36
Flaschen [Anzahl]	36
Rundkolben [Anzahl]	36
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	113
Aussenmass, Nettobreite in mm	204
Aussenmass, Nettotiefe in mm	608
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	145
Aussenmass, Bruttobreite in mm	222
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	629
Nettogewicht in kg	2,22
Bruttogewicht in kg	2,60