

A 623

Modul

zur optimalen Aufnahme von Messzylindern.



- Bestückt mit vier Düsen
- Für Messzylinder mit 1-2 l Kapazität
- Schwenkbare Auflagen für ein leichtes Handling

EAN: 4002516853893 / Materialnummer: 12678510 / Alte Materialnummer: 69662301D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Messzylinder	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von Messzylindern	•
Kapazität	
Messzylinder [Anzahl]	4
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	437
Aussenmass, Nettobreite in mm	255
Aussenmass, Nettotiefe in mm	608
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	269
Aussenmass, Bruttobreite in mm	400
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	615
Nettogewicht in kg	2,42
Bruttogewicht in kg	3,42